



医薬関連化合物


バルビレート系催眠薬 (Barbiturates)




フェノバルビタール
(Phenobarbital)




シクロバルビタール
(Cyclobarbital)




ヘキサバルビタール
(Hexobarbital)



アモバルビタール
(Amobarbital)



SUMIPAX ODS A-217(5 μm)



SUMIPAX ODS C-217(5 μm)

Column : 4.6mm × 150mm
Mobile phase : 10mmol/L potassium phosphate buffer (pH 7.0) /
acetonitrile / methanol (110/30/30)
Flow rate : 0.8 mL/min
Detector : UV 254nm